


SICHERHEITSHINWEISE

- Wichtige Hinweise! Unbedingt aufbewahren!** Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheits-hinweise, sorgfältig durch bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung mit.
- Das Thermometer beinhaltet Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden könnten. Lassen Sie das Thermometer daher nicht unbeaufsichtigt in Kinderhand.
- Verwenden Sie das Thermometer ausschliesslich zur Körpertemperaturmessung unter der Zunge (oral), in der Achsel-höhle (axillär) oder im After (rektal). Benutzen Sie das Thermometer nicht im Ohr.
- Nicht in die Nähe von starken Wärmequellen bringen. Die Batterie könnte explodieren!
- Das Gerät muss nach 2 Jahren messtechnisch überprüft (kalibriert) werden. Schicken Sie das Thermometer dazu vollständig an die Serviceadresse.
- Wenn Sie beabsichtigen, das Gerät längere Zeit nicht zu benutzen, entfernen Sie die Batterie.
- Schützen, biegen oder klopfen Sie das Thermometer nicht. Lassen Sie es nicht fallen. Es ist nicht stoßfest.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, Verunreinigungen, hoher Luftfeuchtigkeit und Staub.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Im Falle von Störungen reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Benutzen Sie das Gerät nicht weiter. Fragen Sie Ihren Fachhändler und lassen Sie Reparatur nur von der Servicestelle durchführen.
- Das Gerät entspricht den Forderungen der Norm EN 60601-1-2 für die elektromagnetische Verträglichkeit. Es unterliegt besonderen Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit. Beachten Sie, dass tragbare und mobile HF-Kommunikationseinrichtungen dieses Gerät beeinflussen können. Einzelheiten hierzu können im ANHANG gesehen werden.
- !WARNUNG!** Achten Sie darauf, dass die Verpackungsfolien nicht in die Hände von Kindern gelangen! Es besteht Erstickungsgefahr!

Batterie entnehmen / einlegen

Das **Medisana** Thermometer **TM 700 / TM 710** ist direkt zum Einsatz bereit, da eine Batterie bereits im Gerät vormontiert ist. Sollte jedoch nach einer gewissen Betriebsdauer im Display ein  Symbol erscheinen, muss eine neue Batterie eingelegt werden. Ziehen Sie dazu die Verschlusskappe des Batteriefaches ab und das Batteriefach ca. 1 cm aus dem Thermometer heraus. Lösen Sie mit einem geeigneten Werkzeug, z.B. einer Kugelschreiberspitze, die Knopfatterie vorsichtig von unten. Setzen Sie die neue Knopfzelle mit dem nach oben gerichteten „+“ Symbol wieder ein. Schieben Sie das Batteriefach wieder zurück in das Thermometer. Verschließen Sie das Batteriefach wieder mit der Verschlusskappe.

Messeinheit ändern

Sie haben die Möglichkeit, die Temperatur entweder in Grad Celsius oder in Grad Fahrenheit zu messen. Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

- Das Gerät muss ausgeschaltet sein.
- Drücken und halten Sie die **ON/OFF**-Taste für ca. 4 Sekunden, um die momentane Messeinheit zu ändern.
- Die jeweils eingestellte Messeinheit (°C oder °F) erscheint im Display oben rechts.

Benutzung

Schalten Sie das Gerät durch einen Druck auf die **ON/OFF**-Taste ein. Alle Symbole der Anzeige erscheinen kurz und ein Signalton ertönt, gefolgt vom zuletzt gemessenen Temperaturwert. Falls die Temperatur weniger als 32°C (90°F) beträgt, sehen Sie in der LCD-Anzeige „Lo“, beträgt die Temperatur mehr als 42,9°C (109,9°F) erscheint „Hi“. Das **Medisana** Thermometer **TM 700 / TM 710** ist nun für die Messung bereit. Positionieren Sie die Sensore Spitze oral, axillär oder rektal:

ORALE MESSUNG:

Legen Sie das Thermometer mit der Sensore Spitze unter die Zunge und schließen den Mund. Atmen Sie während der Messung durch die Nase um eine Verfälschung der Werte zu verhindern.

REKTALE MESSUNG:

Die rektale Messung wird von vielen Patienten als unangenehm empfunden, liefert aber genaue Ergebnisse. Für eine rasche und zuverlässige Ermittlung der Körpertemperatur, führen Sie die Sensore Spitze vorsichtig ca. 1 cm in das Rektum ein.

MESSUNG UNTERHALB DER ACSHELHÖHLE:


Reinigen Sie vor der Messung die Achselhöhle. Legen Sie das Thermometer mit dem Messabschnitt in die Achselhöhle. Senken Sie den Arm und drücken Sie ihn während der Messung leicht an den Körper.

Das Thermometer beginnt nun automatisch mit der Messung. Während der Messung blinkt ständig das ***-Zeichen. Nach der Messung ertönen ca. 10 Sekunden lang Signalöne und das Messergebnis wird auf dem Display angezeigt. Durch Verlängerung der Messdauer über die Signalöne hinaus werden genauere Messergebnisse erzielt. Bei Messungen in der Achselhöhle sollte die Messdauer mindestens 10 Minuten betragen, da diese Messart am ungenauesten ist. Wird eine Temperatur von mehr als 37,8°C (100°F) gemessen, ertönt ein Fieberalarm (kurze Pieptöne). Das Thermometer schaltet ca. 10 Minuten nach der Messung automatisch ab. Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, sollten Sie jedoch nach dem Ablesen das Thermometer durch einen Druck auf die **ON/OFF**-Taste deaktivieren.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Remarque importante! Toujours conserver!** Lisez attentivement le mode d'emploi, et en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'appareil. Conservez bien ce mode d'emploi. Vous pourriez en avoir besoin par la suite. Lorsque vous remettez l'appareil à un tiers, mettez-lui impérativement ce mode d'emploi à disposition.
- Le thermomètre se compose de petites pièces susceptibles d'être avalées par des enfants. Ne jamais laisser des enfants manipuler le thermomètre sans surveillance.
- Utilisez le thermomètre exclusivement pour la mesure de la température du corps sous la langue (voie orale) dans l'aisselle (voie axillaire) ou dans l'anus (voie rectale). N'utilisez pas le thermomètre dans l'oreille.
- Ne le placez pas à proximité de sources de chaleur intense. La pile pourrait exploser !
- Après 2 ans d'utilisation, le dispositif doit être vérifié techniquement (calibré). Pour ce faire, envoyez-le à notre centre de service.
- Si vous avez l'intention de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, veuillez retirer les piles.
- Ne secouez, pliez ou ne frappez pas le thermomètre. Ne le laissez pas tomber. Il ne résiste pas aux chocs.
- Protégez l'appareil de l'ensoleillement direct, des températures extrêmement élevées ou extrêmement basses, des saletés et de la poussière.
- N'ouvrez pas le thermomètre. Dans le cas de dysfonctionnements, ne tentez pas de le réparer. Ne l'utilisez plus. Demandez à votre revendeur spécialisé et faites effectuer les réparations uniquement par le service à la clientèle.
- L'appareil correspond aux exigences de la norme EN 60601-1-2 pour la compatibilité électromagnétique. Le thermomètre est soumis à des précautions particulières concernant la compatibilité électromagnétique. Notez que les équipements de communication RF portables et mobiles peuvent l'affecter. Les détails à ce sujet peuvent être consultés dans l'annexe.
- !AVERTISSEMENT !** Veillez à garder les films d'emballage hors de portée des enfants ! Ils risqueraient de s'étouffer !

Retirer / insérer les piles:

Le thermomètre **TM 700 / TM 710 Medisana** est directement prêt à l'emploi, car la pile est pré-installée dans l'appareil. Lorsqu'au bout d'une certaine durée de service, le symbole  est affiché dans l'ACL, il faut insérer une pile neuve. Retirez le couvercle du compartiment à piles et sortez le boîtier d'environ 1 cm du thermomètre. À l'aide d'un outil approprié, par ex. une pointe de tournevis, soulever la pile bouton avec précaution. Insérez la nouvelle pile avec le symbole „+“ vers le haut. Insérez le compartiment à piles dans le thermomètre. Fermez le compartiment à piles avec le couvercle.

Changer l'unité de mesure

Vous pouvez mesurer la température du corps en degrés Celsius ou Fahrenheit. Procédez comme suit :

- L'appareil doit être éteint.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **ON/OFF** pendant environ 4 secondes pour changer l'unité de mesure en cours.
- L'unité de mesure réglée (°C ou °F) apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.

Application

Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton **ON/OFF**. Tous les symboles s'affichent brièvement sur l'écran et vous entendrez un bip, suivi par la dernière valeur de température mesurée. Si la température est inférieure à 32°C (90°F), l'écran LCD affiche « Lo », si la température dépasse 42,9°C (109,9°F) s'affiche « Hi ». Le thermomètre **Medisana TM 700 / TM 710** est maintenant prêt pour la mesure. Insérez l'extrémité du capteur par voie orale, axillaire ou rectale :

MESURE BUCCALE :

Placer la pointe du capteur du thermomètre sous la langue et fermer la bouche. Respirer par le nez durant la mesure pour ne pas fausser le résultat.

MESURE RECTALE :

La mesure rectale est désagréable pour de nombreux patients, mais permet d'obtenir un résultat précis. Pour déterminer rapidement et fidèlement la température corporelle, introduire prudemment la pointe de mesureenviron 1 cm dans l'anus.

MESURE DANS LE CREUX DE L'AISSELLE :

Nettoyer le creux de l'aisselle avant la mesure. Placer la pointe du capteur du thermomètre dans le creux de l'aisselle. Abaisser le bras et le garder légèrement pressé contre le corps durant la mesure.

Le thermomètre commence automatiquement avec la mesure. Pendant la mesure, le signe *** clignote en permanence. Après la mesure retentissent des bips pendant environ 10 secondes et le résultat de la mesure est affiché sur l'écran. En allongeant la durée de la mesure au-delà des bips, la mesure des résultats devient plus précise. Lors des mesures dans l'aisselle, maintenez-y le thermomètre au moins pendant 10 minutes, car ce type de mesure est le moins précis. Si la température mesurée dépasse 37,8°C (100°F), une alarme fièvre retentit (plusieurs bips courts). Le thermomètre s'éteint automatiquement au bout de dix minutes après la mesure. Afin de prolonger la durée de vie de la pile, vous pouvez cependant éteindre le thermomètre après la lecture de la température en appuyant sur la bouton **ON/OFF**.


Reinigung und Desinfektion

Das **Medisana** Thermometer **TM 700 / TM 710** ist wasserdicht und lässt sich dadurch leicht säubern und desinfizieren. Reinigen Sie das Thermometer vor und nach jeder Messung mit einem in milder, alkoholischer Lösung getränkten Tuch. Sie haben zudem die Möglichkeit, das Thermometer in eine geeignete Desinfektionslösung zu legen. Ihr Fachhändler empfiehlt Ihnen gerne geeignete Reinigungsprodukte und berät Sie in deren Anwendung. Das Thermometer darf keinesfalls ausgekocht werden!

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Entnehmen Sie die Batterien, bevor Sie das Gerät entsorgen. Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll, sondern in den Sondermüll oder in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel. Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.



Technische Daten

Name und Modell: Knopfzelle-Batterie 1,5V  (Typ GP-192 oder LR 41)
Spannungsversorgung: ca. 200 Stunden
Batterielebensdauer: Messbereich: 32,0°C - 42,9°C (90,0°F - 109,9°F)
± 0,1°C / 0,2°F im Messbereich von 35,5°C - 42°C / 95,9°F - 107,6°F;
außerhalb dieses Messbereiches: ± 0,2°C / 0,4°F (Abweichung von der tatsächlichen Körpertemperatur bei einer Umgebungstemperatur von 18°C - 28°C / 64,4°F - 82,4°F)
Messgenauigkeit: Der letzte Wert wird automatisch gespeichert

Speicher: 5°C - 40°C (41°F - 104°F), rel. Luftfeuchte < 85 %
Betriebsbedingungen: Lager- / Transportbedingungen: -10°C - 55°C (14°F - 131°F), rel. Luftfeuchte < 95 %
Abmessungen (L x B x H): ca. 13,9 x 2,2 x 1,3 cm
Gewicht: ca. 11 g (inkl. Batterie)
Artikel Nr. 77040 (TM 700) / 77045 (TM 710)
EAN Code: 40 15588 77040 1 / 40 15588 77045 6

-  Gerät entspricht der Schutzklasse BF

Hersteller

 Lesen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisung
 LOT-Nummer

Die CE - Kennzeichnung bezieht sich auf die EU – Richtlinie 93/42/EEC. Die Gestaltung und Herstellung wurden unter Beachtung folgender europäischer Normen vorgenommen: EN 12470-3 (Medizinische Thermometer), EN 980 (Symbole), EN 60601-1 (Elektrische Sicherheit für medizinische Geräte).

Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns technische und gestalterische Änderungen vor.

Garantie- und Reparaturbedingungen

Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an Ihr Fachgeschäft oder direkt an die Servicestelle. Sollten Sie das Gerät einschicken müssen, geben Sie bitte den Defekt an und legen eine Kopie der Kaufquittung bei. Es gelten dabei die folgenden Garantiebedingungen:

- Auf **Medisana** Produkte wird ab Verkaufsdatum eine Garantie für 3 Jahre gewährt. Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch die Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen.
- Mängel infolge von Material- oder Fertigungsfehlern werden innerhalb der Garantiezeit kostenlos beseitigt.
- Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit, weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile, ein.
- Von der Garantie ausgeschlossen sind:
 - alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, z.B. durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung, entstanden sind
 - Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind.
 - Transportschäden, die auf dem Weg vom Hersteller zum Verbraucher oder bei der Einsendung an den Kundendienst entstanden sind.
 - Zubehörteile, die einer normalen Abnutzung unterliegen.
 - Eine Haftung für mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht werden, ist auch dann ausgeschlossen, wenn der Schaden an dem Gerät als ein Garantiefall anerkannt wird.

Im Servicefall, für Zubehör und Ersatzteile wenden Sie sich bitte an:

DE: MEDISANA Servicecenter, Feuerbach KG, Corneliusstr. 75, 40215 Düsseldorf
Tel. 0211-381007, Fax 0211-370497, (Mo-Do: 9-13 Uhr + 14-17 Uhr, Fr. 9-13 Uhr)
E-Mail: medisana@t-online.de, Internet: www.medisana-service.de
AT: fsmi GmbH, Weiser Straße 79, 4060 Leonding
Tel. 0732 / 38 72 82-35, Fax. 0732 / 38 72 82-20, medisana@fsmi.at
CH: Bluepoint-Service, Via Cantonale 14, 6917 Berbengo
Tel. 0041-091980-4972, Fax 0041-091605-3755, E-Mail: info@bluepoint-service.ch
Internet: www.bluepoint-service.ch

Stand: 23.07.2013


NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Le thermomètre **TM 700 / TM 710 Medisana** est étanche et peut être aisément nettoyé et désinfecté. Nettoyez le thermomètre avant et après chaque mesure avec un chiffon imbibé d'une solution douce à base d'alcool. Vous pouvez en outre désinfecter le thermomètre avec une solution adéquate. Votre commerçant spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller et recommander des produits de nettoyage appropriés. Le thermomètre ne doit jamais être bouilli !


Élimination de l'appareil

Cet appareil ne doit pas être placé avec les ordures ménagères. Chaque consommateur doit ramener les appareils électriques ou électroniques, qu'ils contiennent des substances nocives ou non, à un point de collecte de sa commune ou dans le commerce afin de permettre leur élimination écologique. Retirez les piles avant de jeter l'appareil. Ne mettez pas les piles usagées à la poubelle, placez-les avec les déchets spéciaux ou déposez-les dans un point de collecte des piles usagées dans les commerces spécialisés. Pour plus de renseignements sur l'élimination des déchets, veuillez vous adresser aux services de votre commune ou bien à votre revendeur.



Caractéristiques

Nom et modèle: **Medisana** thermomètre **TM 700 / TM 710**
Alimentation électrique: Pile micro 1,5V  (type GP-192 ou LR 41)
Autonomie: environ 200 heures
Gamme de mesure: 32,0°C - 42,9°C (90,0°F - 109,9°F)
Précision de mesure: ± 0,1°C / 0,2°F dans une gamme de mesure de 35,5°C - 42°C / 95,9°F - 107,6°F;
En dehors de cette plage de mesure: ± 0,2°C / 0,4°F (écart par rapport à la température réelle du corps à une température ambiante de 18°C - 28°C / 64,4°F - 82,4°F)
La dernière valeur est automatiquement enregistrée

Mémoire: 5°C - 40°C (41°F - 104°F), humidité relative < 85 %
Conditions d'utilisation: -10°C - 55°C (14°F - 131°F), humidité relative < 95 %
Conditions de rangement: env. 13,9 x 2,2 x 1,3 cm
Dimensions: env. 11 g (avec pile)
Poids: 77040 (TM 700) / 77045 (TM 710)
N° d'article: 40 15588 77040 1 / 40 15588 77045 6

-  Appareil conforme à la classe de protection BF

Fabricant

 Veuillez lire le mode d'emploi
 N° de lot

La certification CE se réfère à la directive CE 93/42/EEC. La conception et la fabrication sont conformes aux normes européennes suivantes: EN 12470-3 (thermomètre médical), EN 980 (symboles), EN 60601-1 (appareils électromédicaux). Dans le cadre du travail continu d'amélioration des produits, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques et de design.

CONDITIONS DE GARANTIE ET DE REPARATION

En cas de recours à la garantie, veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé ou contactez directement le service clientèle. S'il est nécessaire d'expédier l'appareil, veuillez indiquer le défaut constaté et joindre une copie du justificatif d'achat. Les conditions de garantie sont les suivantes:

- Une garantie de trois ans à compter de la date d'achat est accordée sur les produits **Medisana**. En cas d'intervention de la garantie, la date d'achat doit être prouvée en présentant le justificatif d'achat ou la facture.
- Durant la période de garantie, les défauts liés à des erreurs de matériel ou de fabrication sont éliminés gratuitement.
- Les services effectués sous garantie n'entraînent pas de prolongation de la période de garantie, ni pour l'appareil, ni pour les composants remplacés.
- Sont exclus de la garantie:
 - tous les dommages dus à un usage incorrect, par exemple au non-respect de la notice d'utilisation.
 - les dommages dus à une remise en état ou des interventions effectuées par l'acheteur ou par de tierces personnes non autorisées.
 - les dommages survenus durant le transport de l'appareil depuis le site du fabricant jusque chez l'utilisateur ou lors de l'expédition de l'appareil au service clientèle.
 - les accessoires soumis à une usure normale.
- Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs causés directement ou indirectement par l'appareil, y compris lorsque le dommage survenu sur l'appareil est couvert par la garantie.


Dans le cas d'une réparation, pour commander des accessoires et des pièces détachées, contactez-nous sous:

Opaya Group
8 rue Petit
F-92110 Clichy
Tél : 0811-560952
website: www.medisana.fr
email: info@medisana.fr

SAFETY INFORMATION

- !Important Information! Retain for future use!** Read the instruction manual carefully before using this device, especially the safety instructions, and keep the instruction manual for future use. Should you give this device to another person, it is vital that you also pass on these instructions for use.
- The thermometer contains small parts that could be swallowed by children. Do not let children handle the thermometer without adult supervision.
- Only use the thermometer for measuring body temperature under the tongue (oral), in the armpit (axillary) or in the anus (rectal). Do not use the thermometer in the ear.
- Do not place the thermometer near extreme heat. There is a danger of explosion of the battery!
- The device must be tested for accuracy (calibrated) after 2 years. Please send the complete device to the service centre.
- If the thermometer is not going to be used for a long period, remove the battery.
- Do not shake, bend or tap the thermometer. Do not drop it. It is not shock-resistant.
- Protect the device from direct sunlight, extremely high or low temperatures, high humidity, dirt and dust.
- Do not open up the device. If a fault occurs, please do not try to repair the unit yourself. Discontinue further use of the unit. Contact your dealer and only have repairs carried out by the service.
- The device complies with the EN 60601-1-2 standard for electromagnetic compatibility. It is subject to particular precautions in regard to electromagnetic compatibility. Please note, that portable and mobile HF communication systems may interfere with this unit. Please check the appendix for more details on this.
- !WARNING!** Please ensure that polythene packing is kept away from the reach of children! Risk of suffocation!

Inserting / removing battery

The **Medisana** thermometer **TM 700 / TM 710** is ready to use right away, as the battery is already installed in the unit. However, if the  symbol should appear on the display after the unit has been in operation for some time, you need to replace the battery. To do this, remove the battery compartment cover and lift the compartment open. 1 cm out of the thermometer. Use a suitable tool, e.g. the tip of a ballpoint pen, to carefully lever out the battery. Insert the new battery with the „+“ sign facing upwards. Push the battery compartment back into the thermometer and replace the compartment cover.

Change the unit of measure

You can measure the temperature in ° Celsius or in ° Fahrenheit. Please proceed as follows to select the unit of measure:

- The device has to be switched off.
- Press and hold the **ON/OFF**-button for approx. 4 seconds to change the current setting.
- The actual selected unit of measure (°C or °F) appears in the upper right corner of the display.

Use

Press the **ON/OFF**-button to switch the unit on. All display symbols will appear shortly and a signal tone will be emitted, followed by the last measured temperature. If the temperature is below 32°C (90°F), „Lo“ is displayed - if the temperature is above 42,9°C (109,9°F), „Hi“ is displayed. The **Medisana** thermometer **TM 700 / TM 710** is now ready to take a temperature reading. Position the sensor tip in oral, axillary or rectal position:

ORAL READINGS:

Place the sensor tip of the thermometer under the tongue and close your mouth. Breathe through your nose while taking the reading in order to avoid inaccurate results.

RECTAL READINGS:

Many patients find rectal measurement uncomfortable, but it delivers precise results. To quickly and reliably determine body temperature, carefully insert the sensor tip approx. 1 cm into the rectum.

ARMPIT READINGS:

Wash the armpit before taking a reading. Insert the tip of the thermometer into the armpit. Lower the arm and press it lightly against the body while the reading is being taken.

The thermometer will now automatically begin to take a reading. During the reading, the ***-sign flashes constantly. After the reading, you multiple tones will be emitted for approx. 10 seconds and the measurement result will be displayed. If you continue to measure even after the signal tones have been emitted, the readings will get more accurate. If you measure the body temperature on the armpit, the measurement duration should be at least 10 minutes in order to get a reliable result. If the reading is > 37,8°C (100°F), the thermometer will indicate fever alarm by announcing multiple beep sounds (short beeps).


The thermometer will switch off automatically ten minutes after taking the reading. To prolong the life of the battery, however, you should switch off the thermometer manually by pressing the **ON/OFF**-button.

NORME DI SICUREZZA

- !NOTE IMPORTANTI! CONSERVARE IN MANIERA SCRUPOLOSA!** Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, soprattutto le indicazioni di sicurezza, e conservare le istruzioni per l'uso per gli impieghi successivi. Se l'apparecchio viene ceduto a terzi, allegare sempre anche queste istruzioni per l'uso.
- Il termometro è composto di parti di piccole dimensioni che potrebbero essere ingerite dai bambini. Si raccomanda, pertanto, di non lasciare il termometro incustodito in mano ai bambini.
- Utilizzare il termometro esclusivamente per misurare la temperatura corporea sotto la lingua (via orale), sotto l'ascella (via ascellare) o per via anale (via rettale). Non utilizzare il termometro nell'orecchio.
- Tenere lontano da fonti forti di calore. La batteria potrebbe esplodere!
- Il dispositivo deve essere controllato (calibrato) dopo 2 anni per verificare la tecnica di misurazione. Spedire l'intero termometro per il controllo all'indirizzo di assistenza.
- Se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un periodo prolungato, rimuovere le batterie.
- Non scuotere, piegare o battere il termometro. Non farlo cadere. Il dispositivo non è resistente agli urti.
- Proteggere l'apparecchio dall'esposizione diretta del sole, da temperature troppo elevate o troppo basse, dallo sporco e dalla polvere.

- Non aprire il dispositivo. In caso di guasto, non riparare il dispositivo autonomamente. Non continuare a utilizzare il termometro. Rivolgersi al proprio rivenditore specializzato e lasciar eseguire le riparazioni esclusivamente dal punto vendita di assistenza.
- L'apparecchio soddisfa i requisiti della norma EN 60601-1-2 per la compatibilità elettromagnetica Il dispositivo è soggetto a speciali misure preventive di compatibilità elettromagnetica. Tener presente che le apparecchiature di comunicazione ad alta frequenza portatili e mobili possono influenzare il funzionamento del presente dispositivo. Per maggiori informazioni al riguardo, consultare l'allegato.
- !AVVERTIMENTO!** Assicurarsi che i sacchetti d'imballaggio non siano alla portata dei bambini! Pericolo di soffocamento!

Inserimento / estrazione della batteria

Il termometro **TM 700 / TM 710 Medisana** è subito pronto per l'uso, perché è fornito con una batteria già inserita. Se, tuttavia, dopo un certo periodo di utilizzo dovesse comparire sulla destra del display il simbolo , occorre inserire una nuova batteria. A questo scopo togliere il coperchietto di chiusuradel vano batteria ed estrarre quest'ultimo di ca. 1 cm dal termometro. Aiutandosi con un attrezzo adatto allo scopo, ad esempio la punta di una biro, togliere con cautela la batteria a bottone facendo leva dal basso. Inserire la nuova pila con il simbolo „+“ rivolto verso l'alto. Inserire di nuovo il vano batteria nel termometro e chiuderlo con l'apposito coperchietto.

Variazione dell'unità di misura

Si ha la possibilità di misurare la temperatura corporea sia in gradi Celsius che in gradi Fahrenheit. Procedere come segue:

- L'apparecchio deve essere spento.
- Tener premuto per circa 4 secondi il tasto **ON/OFF** per modificare l'unità di misura.
- La relativa unità di misura impostata (°C o °F) compare sul display in alto a destra.

Modalità d'impiego

Accendere l'apparecchio premendo il pulsante **ON/OFF**. Tutti i simboli di notifica compaiono brevemente e il dispositivo emette un segnale acustico, seguito dall'ultimo valore di temperatura misurato. Se la temperatura è inferiore ai 32°C (90°F), sul display LCD comparirà il messaggio „Lo“, se la temperatura è invece superiore ai 42,9°C (109,9°F), comparirà il messaggio „Hi“. Il termometro **Medisana TM 700 / TM 710** è ora pronto per l'uso. Posizionare la punta monita di sensore sotto la lingua, sotto l'ascella o nell'ano:

MISURAZIONE ORALE:

Mettere il termometro con la punta del sensore sotto la lingua e chiudere la bocca. Durante la misurazione respirare con il naso per evitare di alterare i valori rilevati.

MISURAZIONE RETTALE:

La misurazione rettale, ritenuta fastidiosa da molti pazienti, dà invece risultati precisi. Per un rilevamento della temperatura corporea veloce e attendibile, inserire con cautela la punta dei sensorenel retto per ca. 1 cm.

MISURAZIONE SOTTO IL CAVO ASCELLARE:

Prima di effettuare la misurazione, pulire l'ascella. Mettere il termometro con la punta del sensore nel cavo ascellare. Abbassare il braccio e premerlo leggermente contro il corpo durante la misurazione.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

• **¡NOTAS IMPORTANTES! (CONSERVAR SIN FALTA!)** Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente las instrucciones de manejo, especialmente las indicaciones de seguridad; guarde estas instrucciones para su consulta posterior. Si cede el aparato a terceras personas, entregue también estas instrucciones de manejo.
• El termómetro contiene piezas pequeñas que los niños podrían llevar a la boca, por lo que ha de mantenerse siempre fuera del alcance de los niños.

• Utilice el termómetro exclusivamente para la medición de la temperatura del cuerpo debajo de la lengua (vía oral) en la axila (axilar) o en el ano (rectal). No use el termómetro en el oído.
• No lo acerque a fuentes de calor intenso. ¡La pila podría explotar!
• El dispositivo debe ser examinado (calibrado) metrológicamente después de 2 años. Para ello, envíe el termómetro íntegro a la dirección de servicio.

• Si tiene la intención de no usar el aparato durante mucho tiempo, extraiga las pilas.
• No apete, doble o golpee el termómetro. Evite que se caiga. No es a prueba de golpes.
• Proteja el aparato de la radiación directa del sol, de temperaturas extremadamente altas o bajas, de suciedad y de polvo.

• No abra el dispositivo. En caso de una avería, no repare el dispositivo usted mismo. Deje de usar el dispositivo. Consulte a su distribuidor local y encargue la reparación únicamente al equipo de servicio.
• El dispositivo cumple los requisitos de la norma EN 60601-1-2 sobre compatibilidad electromagnética. El dispositivo está sujeto a precauciones especiales con respecto a la compatibilidad electromagnética. Tenga en cuenta que los equipos de comunicación de altas frecuencias portátiles y móviles pueden afectar a este dispositivo. Para más detalles vea el apéndice.
• **¡ADVERTENCIA!** ¡Asegúrese de que los plásticos de embalaje no caigan en manos de niños! ¡Existe el peligro de asfixia!

Extraer o introducir la pila
El termómetro **TM 700 / TM 710** de **Medisana** está listo para su utilización inmediata, puesto que ya incluye una pila. Sin embargo, si transcurrido un tiempo de funcionamiento aparece en la parte derecha de la pantalla el símbolo 🔋, deberá introducir una pila nueva. Para ello, abra la tapa, y extraiga el compartimento de la pila aprox. 1 cm del termómetro.

Utilizando con cuidado una herramienta adecuada, por ejemplo, la punta de un bolígrafo, suelte la pila de botón desde abajo. Introduzca la nueva pila con el símbolo "+“ hacia arriba. Introduzca de nuevo el compartimento de la pila en el termómetro. Cierre el compartimento de la batería de nuevo con la tapa.

Modificación de la unidad de medida

Existe la posibilidad de medir la temperatura corporal en grados Celsius o Fahrenheit. Proceda según se indica a continuación:

- El aparato debe estar apagado.
- Mantenga pulsado el botón **ON/OFF** durante unos 4 segundos para cambiar la unidad de medida actual.
- La unidad de medida establecida (°C o °F) aparece en la parte superior derecha de la pantalla.

Utilización

Todos los símbolos de la pantalla aparecen brevemente y se oye un pitido, seguido por el último valor de temperatura medido. Si la temperatura es inferior a 32 °C (90 °F), aparece en la pantalla LCD "Lo", si la temperatura es superior a 42,9 °C (109,9 °F) aparece "HI". El termómetro **Medisana TM 700 / TM 710** está ahora listo para la medición. Coloque la punta del sensor en la lengua, la axila o el ano:

MEDICIÓN ORAL:

Coloque el termómetro con la punta sensora debajo de la lengua y cierre la boca. Durante la medición, respire por la nariz para evitar que se generen vólvulos incorrectos.

MEDICIÓN RECTAL:

Para muchos pacientes, la medición rectal resulta desagradable, y sin embargo, el resultado obtenido con este método es muy exacto. A fin de obtener un resultado fiable y rápido de la temperatura corporal, deberá introducir cuidadosamente la punta sensora en el recto aprox. 1 cm.

MEDICIÓN EN LA AXILA:

Antes de efectuar la medición, limpie la axila. Coloque el termómetro con la punta sensora en la axila. Baje el brazo y presiónelo ligeramente contra el cuerpo durante el tiempo que dure la medición.

El termómetro inicia automáticamente la medición. Durante la medición, el símbolo *** parpadea constantemente. Cuando la medición ha concluido, suenan pitidos durante unos 10 segundos y el resultado de la medición aparece en la pantalla. Al alargar la duración de la medición después de que suenen los pitidos, se obtienen mediciones más precisas. Las mediciones en la axila deben durar al menos 10 minutos, ya que este tipo de medición es la menos precisa. Si la temperatura medida es superior a 37,8 °C (100 °F) se escucha una aviso de fiebre (pitidos cortos). El termómetro se apaga automáticamente transcurridos 10 minutos de la medición. Sin embargo, para prolongar la duración de la pila, se recomienda que desactive el termómetro pulsando el botón **ON/OFF** una vez leída la temperatura.

VEILIGHEIDSMAAZEGELEN

• **BELANGRIJKE AANWIJZINGEN! ABSOLUUT BEWAREN!** Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsinstructies, zorgvuldig door vooraleer u het apparaat gebruikt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft, geef dan deze gebruiksaanwijzing absoluut mee.

• De thermometer bevat onderdelen die door kinderen kunnen worden opgeslokt. Laat daarom de thermometer nooit zonder toezicht in kinderhanden.

• Gebruik deze thermometer uitsluitend voor het meten van de lichaamstemperatuur onder de tong (oraal), in de okselholte (axillair) of in het achterwerk (rectaal). Gebruik de thermometer niet in het oor.

• Niet in de nabijheid van hittebronnen brengen. De accu zou kunnen exploderen!

• Na 2 jaar moet het toestel meettechnisch worden gecontroleerd (gekalibreerd). Stuur de thermometer daartoe in zijn geheel naar het adres van de onderhoudsdiens.

• Als u van plan bent het apparaat langere tijd niet te gebruiken, dient u de batterijen te verwijderen.
• Niet met de thermometer schudden of slaan en hem ook niet verbuigen. Laat de thermometer niet vallen, hij is niet schokbestendig.

- Bescherm het apparaat tegen directe zonnestralen, extreem hoge of lage temperaturen, vreteringenjnen en stof.
- Het toestel niet openen. In geval storing het toestel niet zelf repareren. Gebruik het toestel niet langer. Vraag raad aan uw vakhandelaar en laat de reparatie uitsluitend door de onderhoudsdiens uitvoeren.
- Het apparaat voldoet aan de eisen van norm EN 60601-1-2 voor de elektromagnetische verdraagbaarheid. Het toestel is onderworpen aan de bijzondere voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de elektromagnetische verenigbaarheid. Bedenk dat draagbare en mobiele HF-communicatie-instrumenten dit toestel kunnen beïnvloeden. Meer details hierover vindt u in de bijlage.
- WAARSCHUWING!** Let er op dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen! Zij kunnen er in stikken!

Batterij plaatsen / verwijderen:

De **Medisana** Thermometer **TM 700 / TM 710** is klaar voor gebruik, omdat er reeds een batterij geïnstalleerd is. Indien na een zekere gebruiksduur rechts in het display het 🔋-symbool verschijnt, moet de batterij worden vervangen. Verwijder hiervoor de kapvan de batterijhouder en schuif deze ca. 1 cm uit de thermometer naar voren. Verwijder voorzichtig met behulp van een geschikt voorwerp, bijv. een kogelpentiv, van onderaan de knoopbatterij. Plaats de nieuwe knoopbatterij en let op dat het "+"-symbool naar boven wijst. Schuif de batterijhouder terug in de thermometer en bevestig hierop de kap.

Meeteenhed wijzigen

U kunt de lichaamstemperatuur in graden Celsius of in graden Fahrenheit meten. Ga hiervoor te werk als hieronder beschreven:

- Schakel het instrument uit.
- Druk op de **ON/OFF**-knop en hou hem gedurende ongeveer 4 seconden ingedrukt om de huidige meeteenheid te wijzigen.
- De ingestelde meeteenheid (°C of °F) verschijnt telkens bovenaan rechts op de display.

Het gebruik

Druk op de **ON/OFF**-knop om het instrument in te schakelen. Alle symbolen van de aanduiding verschijnen kort en er werktink ten signaaltoon, gevolgd door de laagst gemeten temperatuurwaarde. Wanneer de temperatuur lager is dan 32°C (90°F), ziet u op het LCD-display de melding „Lo“, wanneer de temperatuur hoger is dan 42,9°C (109,9°F), verschijnt de melding "HI". De **Medisana** thermometer **TM 700 / TM 710** is nu klaar om te meten. Breng de sensortip oraal, axillair of rectaal in:

ORALE METING:

Plaats de sensortip van de thermometer onder de tong en sluit de mond. Haal gedurende de meting door de neus adem om verkeerde waarden te voorkomen.

RECTALE METING:

De rectale meting word door vele patiënten als onangenaam ondervonden, maar deze levert wel exacte resultaten op. Voer de sensortipvoorzichtigig ca. 1 cm diep in het rectum in, om de lichaamstemperatuur snel en betrouwbaar vast te stellen.

METING ONDER DE OKSELS:

Reinig voor de meting de oksel. Plaats de meetgedeelte van de thermometer onder de oksel. Beweeg de arm naar beneden houd deze gedurende de meting zacht tegen het lichaam gedrukt.

De thermometer begint nu automatisch te meten. Tijdens de meetprocedure knippert het ***-teken onderbroken. Na het meten werktinklen er ca. 10 seconden lang signaaltonen en het meetresultaat wordt op de display aangegeven. Door te blijven meten totdat er geen signaaltonen meer werktinklen, worden er accuratere meetresultaten verkregen. Bij meting in de okselholte moet de meetduur minstens 10 minuten bedragen, aanopezing deze methode de minst accurate is. Wanneer de gemeten temperatuur hoger is dan 37,8°C (100°F), werktinklet er een koortsalarm (korte pieptonen). De thermometer wordt tien minuten na de meting automatisch uitgeschakeld. Voor een langere gebruiksduur van de batterij kan het beste direct na het aflezen van de temperatuur de thermometer worden gedeactiveerd. Druk hiervoor op de **ON/OFF**-knop.

Limpieza y cuidado

El termómetro **TM 700 / TM 710** de **Medisana** es resistente al agua, y se limpia y desinfecta muy fácilmente. Limpie el termómetro antes y después de cada medición con una toalla impregnada en una disolución de alcohol suave. También puede introducir el termómetro en una disolución desinfectante adecuada. Pida consejo a su proveedor especializado sobre los productos de limpieza más adecuados y su utilización. ¡El termómetro nunca debe ser hervido!

INDICACIONES PARA LA ELIMINACIÓN

🗑️ Este aparato no se debe eliminar por medio de la recogida de basuras doméstica. Todos los usuarios están obligados a entregar todos los aparatos eléctricos o electrónicos, independientemente de si contienen substancias dañinas o no, en un punto de recogida de su ciudad o en el comercio especializado, para que puedan ser eliminados sin dañar el medio ambiente. Retire las pilas antes de deshacerse del aparato. No arroje las pilas usadas a la basura sino al contenedor de residuos especiales, o depositelas en los recolectores de pilas de los comercios especializados. Para más información sobre cómo deshacerse de su aparato, diríjase a su ayuntamiento o a su establecimiento especializado.

Datos técnicos

Denominación y modelo: **Medisana** Termómetro **TM 700 / TM 710**
Suministro de tensión: micropila 1,5V 🔋 (tipo GP-192 ó LR 41)
Vida útil de la pila: aproximadamente 200 horas
Márgen de medición: 32,0°C - 42,9°C (90,0°F - 109,9°F)
Exactitud de la medición: ± 0,1°C / 0,2°F en el rango de medición 35,5°C - 42°C / 95,9°F - 107,6°F; fuera de este rango de medición: ± 0,2 °C / 0,4 °F (desviación de la temperatura real del cuerpo a una temperatura ambiente de 18 °C - 28 °C / 64,4 °F - 82,4 °F) el último valor se almacena automáticamente
Memoria: 5°C - 40°C (41°F - 104°F), humedad relativa del aire < 85 %
Condiciones de utilización: -10°C - 55°C (14°F - 131°F), humedad relativa del aire < 95 %
Condiciones de conservación: aproximadamente 13,9 x 2,2 x 1,3 cm
Dimensiones: aproximadamente 11 g (incluyendo las pilas)
Peso: 77040 (TM 700) / 77045 (TM 710)
Nº de artículo Código EAN: 40 15588 77040 1 / 40 15588 77045 6

👤 El aparato se corresponde con la clase de protección BF ⚠️ Por favor lea las instrucciones de uso 🏷️ Fabricante 🏷️ Número de LOTE

La identificación CE se refiere a la directiva europea 93/42/EEC. El diseño y la fabricación se llevaron a cabo de conformidad con las siguientes normas europeas: EN 12470-3 (Termómetros clínicos), EN 980 (Símbolos gráficos utilizados en el etiquetado de productos sanitarios), EN 60601-1 (Requisitos de seguridad eléctrica para equipos médicos). Debido a la constante mejora del producto nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas y de diseño.

Condiciones de garantía y reparación

Le rogamos consulte con su distribuidor especializado o directamente con el centro de servicio técnico en caso de una reclamación. Si tuviera que remitirnos el dispositivo, le rogamos indique el defecto y adjunte una copia del recibo de compra. En este caso, se aplicarán las siguientes condiciones de garantía:

- Con relación a los productos de **Medisana**, se ofrece una garantía por un período de 3 años a partir de la fecha de compra. En caso de una reclamación, la fecha de compra debe probarse mediante el recibo de compra o la factura.
- Los defectos de material o de fabricación se eliminarán de forma gratuita dentro del período de garantía.
- La aplicación de la garantía no conlleva una extensión del período de garantía, ni con respecto al dispositivo ni con respecto a los componentes sustituidos.
- Esta garantía no cubre:
 - todos los daños causados por abuso, por ej. por incumplimiento del manual de uso;
 - los daños debidos a reparaciones o intervenciones por parte del comprador o terceros no autorizados;
 - los daños de transporte causados durante el transporte del domicilio del fabricante al consumidor o durante el envío al servicio técnico;
 - accesorios sometidos a un desgaste normal.
- Se excluye cualquier responsabilidad por los daños directos o indirectos causados por el dispositivo, aunque el daño en el dispositivo haya sido considerado como una reclamación justificada.

Para reparaciones, accesorios y piezas de recambio, por favor diríjase a:

MEDISANA HEALTHCARE, S.L.
Plaza Josep Freixa i Argemí, no 8
08224 Terrassa (Barcelona)
Tel.: + 34 / 93 - 73 36 70 7; Fax: + 34 / 93 - 78 88 65 5
eMail: info@medisana.es
Internet: www.medisana.es

Reiniging en onderhoud

De **Medisana** Thermometer **TM 700 / TM 710** is waterdicht en kan daarom eenvoudig worden gereinigd en gedesinfecteerd. Reinig de thermometer voor en na iedere meting met een in een zachte oplossing op basis van alcohol gedrenkte doek. Er bestaat bovendien de mogelijkheid de thermometer in een geschikte desinfectiemiddel onder te dompelen. U vakhandelaar zal u graag de geschikte reinigingsproducten aanbevelen en toelichtingen over het gebruik geven. De thermometer mag in geen geval worden uitgekookt!

Afvalbeheer

🗑️ Dit apparaat mag niet samen met het huishoudelijk afval worden aangeboden. Iedere consument is verplicht, alle elektrische of elektronische apparaten, ongeacht of die schadelijke stoffen bevatten of niet, bij een milieudepot in zijn stad of bij de handelaar af te geven, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd. Haal de batterijen uit het apparaat voordat u het apparaat verwijderd. Ook gebruikte batterijen niet bij het huishuil, maar breng deze naar de daarvoor bestemde afvalverwerking of lever deze in bij een speciaal daarvoor bestemd inzamelstation bij de supermarkt of elektrawinkelier. Wendt u zich betreffende het afvalbeheer tot uw gemeente of handelaar.

Technische specificaties

Naam en model: **Medisana** Thermometer **TM 700 / TM 710**
Voeding: Micro-batterij 1,5V 🔋 (type GP-192 of LR 41)
Levensduur van de batterij: ca. 200 uur
Meetebereich: 32,0°C - 42,9°C (90,0°F - 109,9°F)
Meetaunauwkeurigheid: ± 0,1°C / 0,2°F in het meetbereik van 35,5°C - 42°C / 95,9°F - 107,6°F; Buiten dit meetbereik: ± 0,2°C / 0,4°F (afwijking van de feitelijke lichaamstemperatuur bij een omgevings temperatuur van 18°C - 28°C/ 64,4°F - 82,4°F) de laatste waarde wordt automatisch opgeslagen
Geheugen: 5°C - 40°C (41°F - 104°F), luchtvochtigheid < 85 %
Bedrijfstemperatuur: -10°C - 55°C (14°F - 131°F), luchtvochtigheid < 95 %
Opslag-/transporttemperatuur: ca. 13,9 x 2,2 x 1,3 cm
Afmetingen: ca. 11 g (inclusief batterij)
Gewicht: 77040 (TM 700) / 77045 (TM 710)
Artikelnr.: 40 15588 77040 1 / 40 15588 77045 6
EAN Code:

👤 Het instrument voldoet aan de BF-veiligheidsklasse ⚠️ Raadpleeg de gebruiksaanwijzing 🏷️ Producent 🏷️ LOT-nummer

CE - keurmerk volgens EU - richtlijn 93/42/EEC. Uitvoering en veranderingig onder inachteming van volgende Europese normen: EN 12470-3 (Medische thermometer), EN 980 (Symbolen), EN 60601-1 (Elektrische veiligheid voor medische apparatuur). In het kader van onze voortdurende inspanningen naar verbeteringen, behouden wij ons het recht voor om qua vormgeving en op technisch gebied veranderingen aan ons product door te voeren.

Garantie en reparatievoorwaarden

Wendt u zich voor garantiegevallen altijd tot uw leverancier of tot onze klantendienst. Moet u het apparaat opsturen, stel het dan samen met de klacht en een kopie van de aankoopbon naar onze klantendienst.

- Voor de producten van **Medisana** geldt een garantietermijn van 3 jaar vanaf de datum van aankoop. Deze kan door middel van de verkoopbon of factuur worden aangeeont.
- Alle klachten, die het gevolg zijn van materiaal of fabricagefouten worden binnen de garantietermijn gratis verholpen.
- Een geval van garantie leidt niet tot automatische verlenging van de garantietermijn, noch voor het apparaat zelf noch voor de vervangen onderdelen.
- Uitgesloten van garantie zijn:
 - Alle schade die ontstaat is door ondeskundige behandeling, b.v. het niet op de juiste wijze volgen van de gebruiksaanwijzing.
 - Beschadigingen, die zijn ontstaan door reparaties door de koper of een ander onbevoegd persoon.
 - Transportschade, die is ontstaan op weg van de verkoper naar de gebruiker of tijdens het opsturen naar de klantendienst.
 - Toebehoren, die onderhevig zijn aan slijtage.
- De fabrikant neemt geen verantwoordung voor directe of indirecte vervolgschade die door het apparaat veroorzaakt wordt. Ook niet als de schade aan het apparaat als garantiegeval erkend is.

Voor onderhoud, toebehoren en vervangonderdelen, wend u tot:

MEDISANA Benelux N.V.
Eurojopark 30, 6467 JE Kerkrade
NEDERLAND
Tel.: 0031 / 45 547 0860
Fax : 0031 / 45 547 0879
eMail: info@medisana.nl ; Internet: www.medisana.be/nl

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

• **NOTAS IMPORTANTES! GUARDAR SEM FALTA!** Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente o manual de instruções, em especial as indicações de segurança e guarde-o para uma utilização posterior. Se entregar o aparelho a terceiros, faculte também este manual de instruções.
• O termómetro é composto por peças pequenas que podem ser engolidas por crianças. Não deixe o termómetro sem vigilância nas mãos de uma criança.
• Utilize o termómetro exclusivamente para a medição da temperatura corporal sob a língua (oral), na cavidade axilar (axilar) ou no recto (rectal). Não introduza o termómetro no ouvido.
• Não colocar na proximidade de fontes de calor intensas. A pilha poderia explodir!
• O aparelho deve ser verificado metrológicamente (calibrado) após 2 anos. Envie para o efeito o termómetro completo para a morada do centro de assistência.
• Não abra o aparelho não for utilizado durante um período de tempo prolongado, remova as pilhas.
• Não sacuda ou dobre o termómetro nem bata com ele. Não o deixe cair. Não é à prova de impacto.
• Proteja o aparelho de radiação solar directa, temperaturas extremamente elevadas ou baixas, sujidade ou pó.
• Não abra o aparelho. Não repare o aparelho por iniciativa própria em caso de avarias. Não continue a utilizar o aparelho. Pergunte ao seu vendedor da especialidade e mande reparar o aparelho apenas pelo ponto de assistência.
• O aparelho corresponde às exigências da norma EN 60601-1-2 para a compatibilidade electromagnética. O aparelho está sujeito a medidas de segurança especiais no que se refere à compatibilidade electromagnética. Não se esqueça de que equipamentos de comunicação AF portáteis e móveis podem influenciar este aparelho. Os respectivos pormenores podem ser consultados no anexo.
• **ADVERTÊNCIA!** Tenha atenção para que as películas da embalagem não se tornem brincadeiras para crianças! Existe perigo de asfixia!

Retirar / inserir pilhas:

O Termómetro **TM 700 / TM 710 Medisana** está automaticamente pronto a utilizar, porque o aparelho é fornecido já com uma pilha. Se, após um determinado período de tempo, aparecer do lado direito do visor o símbolo 🔋, deve ser inserida uma nova pilha. Para tal, retire a tampa do compartimento para pilha e puxe o compartimento para pilhas cerca de 1 cm para fora do termómetro. Com um utensílio adequado, como a ponta de uma caneta, solte cuidadosamente a pilha botão de baixo. Insira a nova pilha com o símbolo "+“ para cima. Empurre o compartimento para pilhas para dentro do termómetro. Feche o compartimento para pilhas com a tampa ment cover.

Alterar a unidade de medição

Tem a possibilidade de medir a temperatura do corpo em graus Celsius ou em graus Fahrenheit. Para isso proceda do seguinte modo:

- O aparelho tem de estar desligado.
- Pressione o botão **ON/OFF** e mantenha-a pressionada durante aprox. 4 segundos para alterar a unidade de medição existente no momento.
- A unidade de medição ajustada em cada caso (°C ou °F) surge em cima à direita no visor.

Aplicação

Ligue o aparelho, premindo o botão **ON/OFF**. Por breves instantes surgem todos os símbolos no visor e soa um sinal acústico, seguidos do último valor medido da temperatura. Se a temperatura for inferior a 32 °C (90 °F), será indicado "Lo" no visor do LCD; se a temperatura for superior a 42,9 °C (109,9 °F), será indicado "HI". O termómetro **TM 700 / TM 710 da Medisana** está agora pronto para a medição. Coloque a ponta do sensor em posição oral, axilar ou rectal:

MEDIÇÃO ORAL:

Coloque o termómetro com a ponteira do sensor por baixo da língua e feche a boca. Durante a medição, respire pelo nariz para evitar um falseamento dos valores.

MEDIÇÃO RECTAL:

A medição rectal é considerada desagradável por muitos pacientes, mas fornece resultados exactos. Para uma medição rápida e precisa da temperatura corporal, introduza cuidadosamente a ponteira do sensor no recto cerca de 1 cm.

MEDIÇÃO AXILAR:

Antes da medição, limpe a axila. Coloque o termómetro com a secção de medição na axila. Feche o braço e comprima-o levemente contra o corpo durante a medição.

O termómetro inicia agora automaticamente a medição. O símbolo *** pisca continuamente durante a medição. Depois da medição soam durante aprox. 10 segundos sinais acústicos e o resultado da medição é indicado no visor. Prolongando o tempo de medição para lá dos sinais acústicos obtém-se resultados e medição mais precisos. Nas medições na cavidade axilar, o tempo de medição deve ser de, no mínimo, 10 minutos, já que este tipo de medição é o menos preciso. Se for medida uma temperatura superior 37,8 °C (100 °F), soará um alarme de febre ("beeps" breves). O termómetro desliga-se automaticamente dez minutos após a medição. Para prolongar a duração da pila, desactive o termómetro logo após a leitura, premindo o botão **ON/OFF**.

TURVALLISUUSOHJEITA

• **TÄRKEITÄ TIETOJÄ!** SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET! Lue seuraavat käyttöohjeet huolellisesti kokonaan, erityisesti turvallisuusohjeet, ennen kuin käytät laitetta ja säilytä ohjeet mahdollista myöhempää käyttöä varten. Jos annat laitteen kättöön, anna myös aina nämä käyttöohjeet mukana.

- Kuumemittarin on pienitä osia, jotka pienet lapset saattavat nialaista vahingossa. Älä koskaan jätä kuumemittaria lasten käsiin ilman valvontaa.
- Käytä kuumemittaria vain ruumiinlämmön mittaamiseen joko mielen alta (oraalisesti) kainalosta (aksillaarisesti), tai peräaukosta (rektalisesti). Älä käytä kuumemittaria korvassa.
- Älä pidä lämpömittaria voimakkaiden lämmönlähteiden läheisyydessä. Paristo saattaa räjähtää!
- Laitteen mittausulos täytyy tarkistaa kahden vuoden välein (kalibrointi). Lähetä kuumemittari kokonaisena palveluosoitteeseen.
- Jos laite on pidempään käytettämä, poista paristot.
- Älä ravista, taivuta tai koputtele kuumemittaria. Älä anna mittarin pudota. Se ei ole iskunkestävä.
- Suojaa laite suoraalta auringonvalolta, erittäin kuumilta tai kylmilta lämpötiloilta, epäpuhtaalta ja pölyltä.
- Älä avaa mittaria. Jos laite menee rikki, älä korjaa sitä itse. Älä käytä laitetta, jos se menee rikki. Kysy laitteen korjauksesta myyjältä ja anna mittari vian asiantuntijan korjattavaksi.
- Laite vastaa sähkömagneettisen yhteensopivuuden normin EN 60601-1-2 vaatimuksia. Laitteen käyttäessä sovelletaan sähkömagneettista herkkyyttä koskevia varotoimia. Huomaa, että kannettavat ja mobiili radiotaajuuksilla saattavat vaikuttaa mittarin toimintaan. Yksityiskohtaisempia tietoja löytyy liitteestä.
- **VAROITUS!** Huolehdi siitä, etteivät pakkausmuovit joudu lasten käsiin! On olemassa tukehtumisaltta!

Paristojen poistaminen / asentaminen:

Medisana pikakuumemittari **TM 700 / TM 710** on heti käyttövalmis, koska paristo on jo valmiiksi asennettuna. Jos kuitenkin tietyñ käyttäjän jälkeen näytön oikealle puolelle ilmestyy 🔋 -symboli, on paristo vaihdettava. Irrota paristokotelo kanssi ja vedä paristokotelo noin 1 cm kuumemittaria ulospäin. Irrota nappiparisto sopivalla työkalulla, esim. kuulakärkikynnällä alhaalta päin. Laita uusi nappiparisto paikalleen niin, että "+"-symboli osoittaa ylöspäin. Työnää paristokotelo takaisin kuumemittariin. Sulje paristokotelo kannella.

Mittayksikön muuttaminen

Voit valita, haluatko mitata ruumiinlämmön celsiusasteina vai fahrenheitasteina.

- Toimi silloin seuraavasti:
 - Laitteen virran pitää olla katkaistuna.
 - Paina **ON/OFF**-painiketta noin 4 sekunnin ajan muuttaaksesi mittayksikköä.
 - Valittu mittayksikkö (°C tai °F) näkyy näytön oikeassa yläalaidassa.

Käyttö

Käynnistä laite painamalla **ON/OFF**-painiketta. Kaikki symbolit valähtävät näyttösä ja laite piippaa, minkä jälkeen näyttössä näkyy viimeisin mittausulos. Jos lämpötilta on alle 32°C (90°F), ilmankosteus tulee teksti "Lo". Jos lämpötila on yli 42,9°C (109,9°F), näyttöön tulee teksti "HI". **Medisana** kuumemittari **TM 700 / TM 710** on nyt valmis käyttöön. Aseta anturipää suuhun, kainaloon tai peräaukkoon:

ORAALINEN MITTAUS:

Aseta kuumemittarin sensorkärki kielen alle ja sulje suu. Hengitä mittauksen aikana nenän kautta virheelisen mittaus tuloksen välttämiseksi.

REKTAALINEN MITTAUS:

Poliitää pitävät rektaalista mittausa epämiellyttävänä, mutta sillä saadaan tarkka tulos. Luotettavan ja nopean mittaus tuloksen saamiseksi, tyynnä sensorkärki varovaisesti noin 1 cm peräsuoleen.

MEDISANA AG, 41468 NEUSS, TYSKLAND. E-Mail: info@medisana.de, Internet: www.medisana.de

SÄKERHETSANVISNINGAR

- **OBSEVERA! SPARA!** Läs igenom bruksanvisningen, särskilt säkerhetsanvisningarna, noga innan du använder apparaten och spara bruksanvisningen för framtida bruk. Om apparaten lämnas vidare till en annan person måste bruksanvisningen följa med.
- Termometern omfattar smådelar som barn kan svälja. Låt därför aldrig barn handskas med termometern utan uppsikt.
- Termometern ska bara användas till att mäta kroppstemperaturen under tungan (oral), i armhålan (axillär) eller i analöppningen (rektal). Använd inte termometern i örat.
- Den ska inte placeras i närheten av kraftiga värmeållor. Batteriet skulle kunna explodera!
- Efter två år måste produkten kontrolleras mättekniskt (kalibreras). Skicka då den kompletta termometern till serviceadressen.
- Om du inte tänker använda apparaten under en längre tid skall du ta ut batterierna.
- Skada, bøj eller slå inte på termometern. Tappa den inte. Den är inte stötsäker.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, extremt värme eller låga temperaturer, smuts och damm.
- Öppna inte produkten. Reparera den inte själv vid störningar. Använd den inte mer. Fråga hos detaljhandeln och låt bara servicestället utföra reparationer.
- Apparaten uppfyller kraven i standarden EN 60601-1-2 för elektromagnetisk kompatibilitet. Produkten omfattas av särskilda försiktighetsåtgärder med avseende på den elektromagnetiska kompatibiliteten. Tank på att bärbara och mobila HF-kommunikationsutrustningar kan påverka den här produkten. Se bilagan för mera detaljer om detta.
- **WARNING!** Se till att förpackningsmaterial i plast hanteras utom räckhåll för barn! Kvävningssrisk!

Batteriyte

Medisana termometern **TM 700 / TM 710** kan användas direkt, eftersom det levereras med ett isatt batteri. Skulle **+** symbolen visas i LCD-displayen efter en viss tids användning, måste batteriet bytas ut. Ta loss locket för batterifacket och dra ut batterifacket ca 1 cm ur termometern för att göra detta. Peta försiktigt loss knappbatteriet underifrån med hjälp av ett lämpligt verktyg, t.ex. en kulspetspenna. Sätt in ett nytt batteri med „+“ symbolen riktd uppåt. Skjut in batterifacket i termometern igen och stäng locket.

Inställning av måtenhet

Ni kan välja mellan att kroppstemperaturen anges i grader Celsius eller i grader Fahrenheit.

Ställ in önskad enhet enligt följande:

1. Instrumentet måste vara avstängt.
2. Tryck på **ON/OFF**-knappen och håll den intryckt under ca 4 sekunder för att ändra den aktuella måtenheten.
3. Den för tillfälligt inställda måtenheten (°C eller °F) visas i displayen upppe till höger.

Användning

Alla indikerings-symboler visas kort och en signal ljuder, följt av det senaste, uppmätta temperaturvärdet. Om temperaturen är lägre än 32°C (90°F) ser du „Lo“ i LCD-displayen. Är temperaturen högre än 42,9°C (109,9°F) visas ”Hi“. Nu är **Medisana** termometern **TM 700 / TM 710** färdig för mätning. Placera sensorspetsen oralt, axillärt eller rektalt:

ORAL MÄTNING:

Placera termometern med sensorspetsen under tungan och stäng munnen. Andas genom näsan under pågående mätning, för att mätresultatet inte skall påverkas.


REKTAL MÄTNING:

Den rektala mätningen upplevs som obehaglig av många patienter, men ger precisa resultat. För en snabb och tillförlitlig mätning av kroppstemperaturen förs sensorspetsen försiktigt in ca. 1 cm i rektum..

MÄTNING I ARMHÅLAN:

Rengör armhålan före mätningen. Placera sensorspetsen i armhålan. Sänk armen och tryck den löst mot kroppen under pågående mätning.

Termometern inleder nu mätningen automatiskt. Under mätningen blinkar ***-tecknet hela tiden. Efter mätningen ljuder signaler under ca 10 sekunder och mätresultat visas i displayen. Man får mera exakta mätresultat om mätningen får fortsätta under signal-perioden. Vid mätningar i armhålan bör mätperioden vara minst 10 minuter eftersom det här mätalmätivet är det minst exakta. Om en temperatur på mer än 37,8°C (100°F) uppmåts ljuder ett feberlarm (korta pip-signaler).
Tio minuter efter genomförd mätning stängs termometern automatiskt av. För att förlänga batteriets livslängd bör termometern deaktiveras genom ett tryck på **ON/OFF**-knappen när mätresultatetavlästs.




ORAL MÄTNING: Placera termometern med sensorspetsen under tungan och stäng munnen. Andas genom näsan under pågående mätning, för att mätresultatet inte skall påverkas. REKTAL MÄTNING: Den rektala mätningen upplevs som obehaglig av många patienter, men ger precisa resultat. För en snabb och tillförlitlig mätning av kroppstemperaturen förs sensorspetsen försiktigt in ca. 1 cm i rektum.. MÄTNING I ARMHÅLAN: Rengör armhålan före mätningen. Placera sensorspetsen i armhålan. Sänk armen och tryck den löst mot kroppen under pågående mätning.

Termometern inleder nu mätningen automatiskt. Under mätningen blinkar ***-tecknet hela tiden. Efter mätningen ljuder signaler under ca 10 sekunder och mätresultat visas i displayen. Man får mera exakta mätresultat om mätningen får fortsätta under signal-perioden. Vid mätningar i armhålan bör mätperioden vara minst 10 minuter eftersom det här mätalmätivet är det minst exakta. Om en temperatur på mer än 37,8°C (100°F) uppmåts ljuder ett feberlarm (korta pip-signaler).
Tio minuter efter genomförd mätning stängs termometern automatiskt av. För att förlänga batteriets livslängd bör termometern deaktiveras genom ett tryck på **ON/OFF**-knappen när mätresultatetatavlästs.

Rengöring och vård

Medisana termometern **TM 700 / TM 710** är vattenicht och kan därför enkelt göras ren och desinficeras. Rengör termometern före och efter varje användning med en duk som dränks i en mild alkohollösning. Därutöver kan termometern läggas i en lämplig desinfektionslösning. Erf distributör rekommenderar gärna lämpliga rengöringsprodukter och ger råd om de används. Termometern får under inga omständigheter kokas!


Hänvisning gällande avfallshantering


 Denna apparat får inte kastas i hushållssoporna. Varje konsument måste lämna in alla elektriska eller elektroniska apparater till motsvarande insamlingsställen, oberoende av om apparaterna innehåller skadliga ämnen eller ej, så att de kan omhändertas på ett miljövänligt sätt. Ta alltid ut batterierna innan Ni kastar apparaten. Kasta inte förbrukade batterier i hushållssoporna utan lämna dem till återvinningsstation eller till batterisamlning i fackhandeln. Kontakta kommunen eller återförsäljaren för att få information om återvinning.

Teknisk Data

Medisana Termometer **TM 700 / TM 710**
mikrobatteri 1,5V ☐ (Typ GP-192 eller LR 41)
ca 200 timmar
32,0°C - 42,9°C (90.0°F - 109.9°F)
± 0,1°C / 0,2°F inom mätområdet 35,5°C - 42°C / 95.9°F - 107.6°F; utanför detta mätområde: ± 0,2°C/0.4°F (avvikelse från den verkliga kroppstemperaturen vid en omgivningstemperatur på 18°C - 28°C / 64.4°F - 82.4°F)
det sista värdet sparas automatiskt
5°C - 40°C (41°F - 104°F), relativ luftfuktighet < 85 %
Förvarings-/transporttemperatur: -10°C - 55°C (14°F - 131°F), relativ luftfuktighet < 95 %
Yttermätt: ca 13,9 x 2,2 x 1,3 cm
ca 11 g (inklusive batterier)
77040 (TM 700) / 77045 (TM 710)
EAN Code: 40 15588 77040 1 / 40 15588 77045 6

Minne: Driﬀtemperatur: Förvarings-/transporttemperatur: Yttermätt: Vkt: Artikel nr.: EAN Code:
-10°C - 55°C (14°F - 131°F), relativ luftfuktighet < 95 %
ca 13,9 x 2,2 x 1,3 cm
ca 11 g (inklusive batterier)
77040 (TM 700) / 77045 (TM 710)
40 15588 77040 1 / 40 15588 77045 6

 Den här apparaten har protektionklass BF

 Var vänliga och läsa brunksanvisningen

 LOT LOT-nummer

CE – märket hänförs till EU – direktiv 93/42/EEC MDD. Formgivningen och produktionen har genomförts i enlighet med följande europeiska normer: EN 12470-3 (Fiebertermometrar), EN 980 (Symboler), EN 60601-1 (Elektrisk utrustning för medicinskt bruk). Som följd av ständigt pågående produktförbättringar förbehåller vi oss rätten till tekniska förändringar samt förändringar i utförande.

Garanti och förutsättningar för reparationer


Kontakta inköpsstället vid garantifrågor, eller tag kontakt med kundtjänst direkt. Måste produkten skickas in så bifoga uppgifter om defekten samt en kopia av inköpskvittot. Följande garantiförutsättningar gäller:

1. **Medisana** produkter har 3 års garanti fr.o.m. inköpsdatum ska vid garantiförehavandens förevisas med inköpskvitto eller faktura.
2. Felaktigheter på grund av material- eller tillverkningsfel åtgärdas kostnadsfritt under garantiperioden.
3. Utförande av garantiåtgärda leder inte till förlängning av garantiperioden; detta gäller för själva produkten så väl som för utbytta komponenter.
4. Garantin gäller inte för:
 - a. Alla skador som uppkommer på grund av felaktig hantering, t.ex. vid icke bekantande av bruksanvisningen.
 - Skador som kan härledas till iordningsställande eller ingrepp utöver de åtgärder av köparen eller annan, ej auktoriserad, person.
 - Transportskador som uppkommit under transport från tillverkaren till användaren eller vid insändning till kundtjänst.
 - Tillbehör som utsätts för normalt slitage.
5. Ansvar för direkta eller indirekta följdskador som förorsakas av produkten är uteslutat, även om skadan på produkten godkänns som garantiåtgärda.

För servicefall, tillbehör och reservdelar kontaktar du:
Melitta Scandinavia AB
Box 22227
25024, Helsingborg
Tel.: +46 428 004 700
Internet: www.melitta.se

Čištění a dezinfekce
Teploměr **TM 700 / TM 710** je vodotěsný a můžete ho tedy snadno čistit a dezinfikovat. Čistíte teploměr před a po každém měření hadříkem namočeným v jemném, alkoholovém roztoku. Mimo to máte možnost vložit teploměr do vhodného dezinfekčního roztoku. Prodejce vám doporučí vhodné čisticí materiály a poradí vám s jejich použitím. Teploměr nesmí být v žádném případě vyvařován!

Pokyny k likvidaci


 Tento přístroj se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Každý spotřebitel je povinen odevzdat veškeré elektrické nebo elektronické přístroje bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky či nikoli, na sberném místě ve svém bydlišti nebo v obchodě, aby mohly být tyto přístroje zlikvidovány v souladu s životním prostředím. Před likvidací přístroje vyjměte baterie. Nevhazujte spotřebované baterie do domovního odpadu, ale do zvláštního odpadu nebo je odevzdejte ve specializovaném obchodě do sberného nebo na baterie. Obratse se v případě likvidace na svůj obecní nebo městský úřad nebo na svého prodejce.

Technické údaje

Medisana Teploměr **TM 700 / TM 710**
mikročlánek 1,5V ☐ (typ GP-192 nebo LR 41)
cca 200 hodin
32,0°C - 42,9°C (90.0°F - 109.9°F)
± 0,1°C / 0,2°F v rozsahu měření 35,5°C - 42°C / 95.9°F - 107.6°F; mimo tento rozsah měření: ± 0,2°C / 0,4°F (odchyłka od skutečné tělesné teploty při teplotě okolního prostředí 18°C - 28°C / 64.4°F - 82.4°F)
Poslední naměřená hodnota se automaticky ukládá do paměti
5°C - 40°C (41°F - 104°F), relat. vlhkost vzduchu < 85 %
Provozní teplota: -10°C - 55°C (14°F - 131°F), relat. vlhkost vzduchu < 95 %
Teplota skladování a přepravy: -10°C - 55°C (14°F - 131°C), relat. vlhkost vzduchu < 95 %
cca 11 g (včetně baterie)
77040 (TM 700) / 77045 (TM 710)
EAN: 40 15588 77040 1 / 40 15588 77045 6

Paměť: Provozní teplota: Teplota skladování a přepravy: Hmotnost: Č. výrobku: Kód EAN:
-10°C - 55°C (14°F - 131°F), relat. vlhkost vzduchu < 95 %
cca 11 g (včetně baterie)
77040 (TM 700) / 77045 (TM 710)
40 15588 77040 1 / 40 15588 77045 6

 Přístroj odpovídá třídě krytí BF

 Čtěte návod k obsluze

 Číslo šarže

Symbol CE se vztahuje ke směrnici EU 93/42/EEC. Konstrukce a výroba jsou v souladu s následujícími evropskými normami: EN 12470-3 (lékařský teploměr), EN 980 (symboly), EN 60601-1 (elektrický bezpečnost pro medicínské přístroje). V důsledku stálého vylepšování výrobku si vyhrazujeme technické změny a změny tvaru.

Záruční podmínky a podmínky oprav

Obratse se prosím v případě záruky na svůj specializovaný obchod nebo přímo na servisní místo. Pokud byste museli přístroj zaslat, uveďte prosím závadu a přiložte kopii stvrzenky o koupi.

Platí přitom následující záruční podmínky:

1. Na výrobky **Medisana** se poskytuje záruka 3 roky od data prodeje. Datum prodeje je nutno v případě záruky prokázat stvrzenkou o koupi nebo fakturou.
2. Záruky v důsledku materiálových nebo výrobních vad se odstraňují během záruční lhůty zdarma.
3. Opravy v záruce nedochází k prodloužení záruční lhůty ani pro přístroj ani pro vyměněné komponenty.
4. Ze záruky jsou vyloučené:
 - a. veš keré záruady, které vznikly neodborným používáním, např. nedodržováním návodu k použití.
 - záduady, které plynou z oprav nebo zásahů kupujícího nebo neoprávněnou třetí osobou.
 - záduady vzniklé při přepravě na cestě od výrobce ke spotřebiteli nebo při zásahů do servisu.
 - současí přístřiservnisvní, které podléhájí běžnému opotřebení.
5. Ručení za nepřímé nebo přímé následné škody, které jsou způsobené přístrojem, je vyloučeno i tehdy, pokud je škoda na přístroji uznána jako případ záruky.

V případě potřeby servisních služeb, příslušenství a náhradních dílů se prosím obraťte na:
Bonito CZ S.R.O
Debolinska 700/14
14800 Praha 4
+420 241505618
info@bonito.cz

MEDISANA AG, 41468 NEUSS, Γερμανία. E-Mail: info@medisana.de, Διαδίκτυο: www.medisana.com

Επεξήγηση συμβόλων

- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ! ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ!** Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μελετήστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και ιδιαίτερα τις οδηγίες ασφαλείας και φυλλάδι το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Όταν δίνετε τη συσκευή σε άλλα άτομα, δώστε μαζί και αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
- Περιέχει μικρά κομμάτια, τα οποία μπορούν να καταποθούν από παιδιά. Θα πρέπει να επιβλέπεται τα παιδιά, για να βεβαιωθούνε ότι δεν παίρνουν με τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε το θερμόμετρο αποκλειστικά για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος κάτω από τη γλώσσα (στοματικό), στη μασχάλη (μασχάλια) ή στον πρωκτό (πρωκτικό). Μην χρησιμοποιήσετε το θερμόμετρο μέσα στο αυτί. Το θερμόμετρο δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητας. Μπορεί να εκραγεί η μπαταρία!
- Η συσκευή πρέπει να ελεγχθεί βάσει μετρικής τεχνολογίας (βαθμονόμησης) μετά από 2 χρόνια. Για αυτό το σκοπό στείλετε το θερμόμετρο στη διεύθυνση του τμήματος εθής.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή αν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο διάστημα!
- Μην ανακουείτε, κυλιέστε ή χτυπάτε το θερμόμετρο. Δεν πρέπει να σας πέσει κάτω. Δεν είναι ανθεκτικό σε κρούσεις.
- Προστατέψτε το θερμόμετρο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, τις πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, τις βρομίες και τη σκόνη.
- Μην αναλύετε τη συσκευή. Σε περίπτωση βλαβών μην επισκευάζετε μόνοι σας τη συσκευή. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Συμβουλευτείτε τον εξειδικευμένο έμπορο από τον οποίο αγοράσατε το θερμόμετρο και αναθέστε τη διεξαγωγή επισκευών μόνο στο τμήμα εθής.
- Η συσκευή αναποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου EN 60601-1-2 περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.
- Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προστασίας σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Προσέξτε ότι οι φορητές και οι κινητές συσκευές επικοινωνίας υψηλών συχνοτήτων μπορούν να επηρεάσουν αυτή τη συσκευή. Σχετικές λεπτομέρειες θα βρείτε στο παράρτημα.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Φροντίζετε οι μεμβράνες συσκευασίας να μην περιέρχονται σε χέρια παιδιών. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

Αφαίρεση / τοποθέτηση μπαταριών
Το θερμόμετρο τσιπής μέτρησης **Medisana TM 700 / TM 710** είναι ήδη έτοιμο για χρήση, διότι στη συσκευή έχει τοποθετηθεί ήδη μπαταρία. Σε περίπτωση όμως που μετά από κάποια διάρκεια λειτουργίας εμφανιστεί ένα στην οπτική ένδειξη το σύμβολο **+**, θα πρέπει να τοποθετηθεί νέα μπαταρία. Προς το σκοπό αυτό αφαιρέστε το καπάκι της θήκης μπαταρίας και τραβήξτε τη θήκη μπαταρίας περ. 1 cm ένω από το θερμόμετρο. Αφαιρέστε προσεκτικά με κατάλληλο εργαλείο, π.χ. με μύτη ατιυλογράφου, την κερματοκοπή μπαταρία από κάτω. Τοποθετήστε τη νέα κερματοκοπή μπαταρία με το σύμβολο „+“ να δείχνει προς τα πάνω. Σπρώξτε πάλι το καπάκι μέσα στο θερμόμετρο. Κλείστε πάλι τη θήκη μπαταρίας με το καπάκι.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Έχετε τη δυνατότητα να μετρήστε τη σωματική θερμοκρασία σε βάρους κελσίου ή φαρενχίτ (Fahrenheit).

Γι αυτό ενεργήστε ως εξής:

1. Η συσκευή πρέπει να είναι εκτός λειτουργίας.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **ON/OFF** για περίπου 4 δευτερόλεπτα, για να αλλάξετε την τρέχουσα μονάδα μέτρησης.
3. Η εκάστοτε ρυθμιζόμενη μονάδα μέτρησης (°C ή °F) φαίνεται στην οθόνη πλάι δεξιά.

Εργονομία

Ενεργησιόστε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο **ON/OFF**. Όλα τα σύμβολα της οθόνης εμφανίζονται αυτόματα και ακολουτούν ένα χαρακτηριστικό ήχος και τη συν συνέχεια εμφανίζεται η τελευταία μετρημένη τιμή θερμοκρασίας. Αν η θερμοκρασία είναι μικρότερη από 32°C (90°F), εμφανίζεται στην οθόνη LCD «Lo», ενώ αν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 42,9°C (109.9°F) εμφανίζεται «Hi». Το θερμόμετρο **Medisana TM 700 / TM 710** είναι τώρα έτοιμο για μέτρηση. Τοποθετήστε το αισθητήριο άκρο στοματικό, μασχάλια ή πρωκτικό:

Στοματική μέτρηση: Τοποθετήστε το θερμόμετρο με την αιχμή αισθητήρα κάτω από τη γλώσσα και κλείστε το στόμα. Κατά τη διάρκεια της μέτρησης αναπνέετε μέσω της μύτης προς αποφυγή νόθευσης των τιμών.

Μέτρηση από του ορθού: Η μέτρηση από του ορθού θεωρείται ενλογητική από πολλούς ασθενείς, αλλά παρέχει ακριβείς τιμές. Για ταχεία και αξιόπιστη εξακρίβωση της θερμοκρασίας του σώματος, εισάγετε προσεκτικά την αιχμή αισθητήρα περίπου 1 cm στο ορθό.


Μέτρηση κάτω από τη μασχάλη: Πριν από τη μέτρηση καθαρίστε τη μασχάλη. Τοποθετήστε το θερμόμετρο με τη συχή αισθητήρα στη μασχάλη. Χαμηλώστε το βραχιόνιο και πιέστε τον κατά τη διάρκεια της μέτρησης ελαφρά προς το σώμα.

Το θερμόμετρο ξεκινά τώρα αυτόματα τη μέτρηση. Κατά τη διάρκεια της μέτρησης αναβοσβήνει συνεχώς το σύμβολο «+». Μετά τη μέτρηση ακούγονται για περίπου 10 δευτερόλεπτα χαρακτηριστικό ήχο και το αποτέλεσμα της μέτρησης εμφανίζεται στην οθόνη. Μετά τις προεπιστάσεις της διαδικασίας μέτρησης μετά τους χαρακτηριστικούς ήχους επιτυγχάνονται αποτελέσματα μέτρησης μεγαλύτερης ακριβείας. Σε μετρήσεις στη μασχάλη η διάρκεια μέτρησης πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 10 λεπτά, διότι αυτός ο τρόπος μέτρησης είναι ο πιο ανακριβής. Αν μετρηθεί θερμοκρασία μεγαλύτερη από 37,8°C (100°F), ακούεται ένας συνεχόμενος τσιπρούσι (σύντομοι ήχοι «μπιπ»). Το θερμόμετρο απενεργοποιείται αυτόματα δέκα λεπτά μετά τη μέτρηση.

Καθαρισμός και φροντίδα

Το θερμόμετρο **Medisana TM 700 / TM 710** είναι αδιάβροχο και μπορεί έτσι να καθαριστεί και να απολυμανθεί εύκολα. Για τον καθαρισμό του θερμόμετρου χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί υγραμένο σε αραιό αλκαλικό διάλυμα ή σε διάλυμα ισοπροπυλικής αλκοόλης. Το θερμόμετρο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τοποθετείται σε βραστό νερό!

Οδηγίες για τη διάθεση


 Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπει να αποσυρευτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Κάθε καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να παραδώει όλες τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ανεξάρτητα αν εμπεριέχουν βλαβερές ελές, σε υπηρασία συλλογής του θύμου του ή στο ειδικό έμ όριο, ώστε να είναι εφικτή η οικολογική απόσυρση των συσκευών αυτών. Μην πετάτε μεχειριομενόμενες μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα, αλλά στα ειδικά απορρίμματα ή σε ένα σταθμ συλλογής μπαταριών του ειδικού εμπορίου. Αναφορικά με την αποκομιδή, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές ή στον αρμό έμπορο.


Τεχνικά στοιχεία

Medisana Θερμόμετρο **TM 700 / TM 710**
1 μικροβαταρία 1,5V ☐ (τύπος GP-192 ή LR 41)
περίπου 200 ώρες
32,0°C - 42,9°C (90.0°F - 109.9°F)
± 0,1°C / 0,2°F Για εύρος μέτρησης από 35,5°C - 42°C / 95.9°F - 107.6°F. Εκτός αυτής της περιοχής μέτρησης: ± 0,2°C / 0.4°F (Απόκλιση από την πραγματική θερμοκρασία του σώματος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 18°C - 28°C / 64.4°F - 82.4°F)
Η τελευταία τιμή αποθηκεύεται αυτόματα
5°C - 40°C (41°F - 104°F), υγρασία < 85 %

Μνήμη: Θερμοκρασία λειτουργίας: Θερμοκρασία αποθήκευσης/ μεταφοράς: Διαστάσεις: Βάρος: Κωδικός προϊόντος: Αριθμός EAN:
-10°C - 55°C (14°F - 131°F), υγρασία < 95 %
περίπου 13,9 x 2,2 x 1,3 cm
περίπου 11 g (μαζί με την μπαταρία)
77040 (TM 700) / 77045 (TM 710)
40 15588 77040 1 / 40 15588 77045 6

 Ταξινόμηση συσκευής: Τύπος BF

 Παρακαλούμε διαβάστε μετροσοχή!

 Παραγωγή LOT Αριθμός LOT

Ο χαρακτηρισμός CE της συσκευής αναφέρεται στην ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EEC. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή έγιναν σύμφωνα με την τήρηση των ακόλουθων ευρωπαϊκών: EN 12470-3 (ιατρικά θερμόμετρα), EN 980 (Σύμβολα), EN 60601-1 (Ηλεκτρική ασφάλεια για ιατρικές συσκευές). Στα πλαίσια συνεχών βελτιώσεων των προϊόντων διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών ή σχηματικών τροπ οποιήσεων.

Εγγύηση και όροι επισκευών

Σε περίπτωση εγγυητικής αόμησης σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο ειδικό κατάστημα που αγοράσατε τη συσκευή ή κατευθύνει στο κέντρο Σέρβης. Σε περίπτωση όμως που είναι απαραίτητη η αποστολή τη συσκευής, σας παρακαλούμε να την στείλετε με αναφορά του ελαττώματος, επιτυπώνοντας και ένα αντίγραφο της απόδειξης αγοράς. Για την εγγυητική αξίωση ισχύουν οι ακόλουθοι όροι εγγύησης:

1. Για τα προϊόντα **Medisana** παρέχεται εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση εγγυητικής αξίωσης η ημερομηνία αγοράς θα πρέπει να αποδεικνύεται μέσω απόδειξης ή τιμολογίου αγοράς.
2. Ελαττώματα οφειλόμενα σε σφάλματα υλικού ή κατασκευής επιδιορθώνονται δωρεάν εντός του χρόνου εγγύησης.

